


Anti-Dclre1C Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q96Sd1

商品番号: CM0026487



前書き

ヒトDCLRE1C (Artemis) に対するウサギポリクローナル抗体 (WB、ELISA用)。マウスおよびラットと交差反応します。DNA修復、V(D)J組換え、および免疫不全疾患の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DCLRE1C Rabbit pAb
備注/別名	SCIDA, SNMIC, A-SCID, RS-SCID, DCLREC1C, DCLRE1C
種	ヒト
遺伝子ID	64421
免疫原	ヒトDCLRE1C (NP_001029027.1) のアミノ酸1-300に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96SD1
タンパク質分子量	78kDa
配送	氷袋