

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Dcn（デコリン）ウサギポリクローナル抗体 - P07585

商品番号: CM0018111

前書き

ヒトDCN/デコリン（P07585）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。細胞外マトリックスおよび線維形成の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DCNウサギpAb
備考／別名	CSCD; PG40; PGI; PGS2; DSPG2; SLRR1B; DCN
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	1634
遺伝子ID	1634
免疫原	ヒトDCN（NP_001911.1）のアミノ酸31～359内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P07585
タンパク質分子量	40 kDa
輸送	保冷バッグ