

抗Dcp1Aウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - Q9Npi6

商品番号: CM0011237



前書き

WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みの高品質な抗DCP1Aウサギモノクローナル抗体です。ヒトおよびマウスと反応します。mRNAキャッピング除去およびナシセンス変異依存mRNA分解の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DCP1A ウサギmAb
備考/別名	SMIF, SMAD4IP1, HSA275986, Nbla00360, DCP1A
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	55802
免疫原	ヒトDCP1A (Q9NPI6) のアミノ酸483～582番目の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9NPI6
タンパク質分子量	63kDa
輸送方法	保冷剤