

Anti-Dcp1A ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Npi6

商品番号: CM0029338



前書き

ヒトDCP1A

(SMIF)に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。mRNA分解およびTGF-betaシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DCP1A Rabbit pAb
備考/別名	SMIF; SMAD4IP1; HSA275986; Nbla00360; DCP1A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55802
GeneID	55802
免疫原	ヒトDCP1A (NP_060873.4) のアミノ酸303-582に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NPI6
タンパク質分子量	63kDa
配送	アイスパック