

Wb、Elisa用 抗Dcps ポリクローナル抗体 - Q96C86

商品番号: CM0013629



前書き

ヒトDCPS（m7GpppXジホスファターゼ）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。マウスとの交差反応性があります。約39 kDaのバンドを検出します。mRNA分解とスプライシング研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DCPS ウサギ ポリクローナル抗体
備考/別名	ARS; DCS1; HSL1; HINT5; HINT-5; HSPC015; DCPS
種	ヒト
GeneID	28960
免疫原	ヒトDCPS（NP_054745.1）のアミノ酸1-270に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q96C86
タンパク質分子量	39kDa
発送	保冷バッグ