

Wb、Elisa用抗Dcr1/Cd263ウサギモノクローナル抗体 - O14798

商品番号: CM0007522

前書き

ヒトDcR1/CD263（TRAIL-R3、TNFRSF10C）に対する高特異性ウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAでバリデーション済み。このデコイ受容体はTRAIL結合を競合してアポトーシスを阻害します。ヒトに反応し、分子量は27 kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DcR1/CD263 ウサギmAb
備考／別名	LIT; DCR1; TRID; CD263; TRAILR3; TRAIL-R3; DCR1-TNFR; DcR1 / CD263
種	ヒト
GeneID（ヒト）	8794
GeneID	8794
免疫原	ヒトDcR1 / CD263（NP_003832.2）のアミノ酸150～230に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O14798
タンパク質分子量	27 kDa
輸送	保冷バッグ