

Anti-Dcr1/Cd263 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Fc、Elisa対応） - O14798

商品番号: CM0005773

前書き

ヒトDcR1/CD263（TN、TRAIL-R3）に対する高品質なウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、FC、ELISAアプリケーションに対応。アポトーシスおよびTRAILシグナル伝達の研究に最適です。IVD開発のための信頼性の高い原材料。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DcR1/CD263 ウサギ mAb
備考/別名	TNFRSF10C; CD263; DCR1; DCR1-TNFR; LIT; TRAIL-R3; TRAILR3; TRID; TNF receptor superfamily member 10c; DcR1/CD263
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8794
GeneID	8794
免疫原	組換えタンパク質 ヒトDcR1/CD263（NP_003832.3）のアミノ酸26-235に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, FC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O14798
タンパク質分子量	27kDa
配送	アイスパック