

## Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Dcr2 モノクローナル抗体 - Q9Ubn6

商品番号: CM0009570

### 前書き

WB、IHC-P、ELISA用に検証された高品質な抗DCR2ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットに反応。TRAIL受容体シグナル伝達とアポトーシス研究に最適。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ    | 値                                                  |
|----------|----------------------------------------------------|
| 製品名      | DCR2 ウサギ mAb                                       |
| 備考/別名    | DCR2; CD264; TRUNDD; TRAILR4; TRAIL-R4             |
| 種        | ヒト                                                 |
| 遺伝子ID    | 8793                                               |
| 免疫原      | 合成ペプチド ヒトDCR2 (Q9UBN6) のアミノ酸287-386に対応する配列の合成ペプチド。 |
| 由来       | ウサギ                                                |
| カテゴリー    | モノクローナル抗体                                          |
| 適用       | WB、IHC-P、ELISA                                     |
| 交差反応性    | ヒト、マウス、ラット                                         |
| SWISS    | Q9UBN6                                             |
| タンパク質分子量 | 42kDa                                              |
| 発送       | 保冷バッグ                                              |