

Wb、Elisa用 Anti-Dct ポリクローナル抗体 - P40126

商品番号: CM0017108



前書き

WBおよびELISAアプリケーション用のAnti-DCTウサギポリクローナル抗体。メラニン生成に関与する59kDaのメラニン生成酵素であるヒトおよびマウスDCT（TRP-2）に特異的。色素沈着研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DCT Rabbit pAb
備考/別名	OCA8; TRP-2; TYRP2; DCT
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1638
GeneID	1638
免疫原	組換えタンパク質 ヒトDCT (NP_001913.2) のアミノ酸50-350に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P40126
タンパク質分子量	59kDa
配送	氷袋