


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Dctd ポリクローナル抗体 - P32321

商品番号: CM0028486



前書き

ヒトDCTD（dCMPデアミナーゼ）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。ヌクレオチド代謝およびエピジェネティックなサルベージ経路における重要な酵素を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	DCTD ウサギ pAb
備考/別名	DCTD
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1635
GeneID	1635
免疫原	ヒトDCTD（NP_001912.2）のアミノ酸1-178に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P32321
タンパク質分子量	20kDa
輸送	保冷バッグ