


Anti-Dctn2 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - Q13561

商品番号: CM0019218



前書き

本製品はウサギポリクローナル抗体を用いて、ヒトおよびラットのダイナクチンサブユニット2（DCTN2/p50

ダイナミチン、44kDa）を検出します。ウェスタンブロット、免疫蛍光/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。ダイニン介在輸送および有糸分裂の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DCTN2 Rabbit pAb
別名	RBP50; DCTN50; HEL-S-77; DYNAMITIN; DCTN2
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10540
遺伝子ID	10540
免疫原	組換えタンパク質（ヒトDCTN2（NP_006391.1）のアミノ酸50〜320に相当する配列を含む組換え融合タンパク質）
起源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISSプロットID	Q13561
タンパク質分子量	44kDa
輸送方法	氷袋