


Wb、Elisa用抗Dctn5ウサギポリクローナル抗体 - Q9Bte1

商品番号: CM0020909



前書き

ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みの高品質な抗DCTN5ウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのDCTN5と反応します。ダイナクチン複合体の機能や、ダイニンを介した細胞内輸送の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DCTN5 ウサギ pAb
備考／別名	DCTN5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	84516
GeneID	84516
免疫原	合成ペプチド：ヒトDCTN5 (NP_115875.1) のアミノ酸1～100内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BTE1
タンパク質分子量	20kDa
配送	保冷バッグ