

WbおよびElisa用 Anti-Dcxr ポリクローナル抗体 - Q7Z4W1

商品番号: CM0025949



前書き

ヒトDCXR（L-キシルコース還元酵素）に対する高品質ウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み、ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。ウロン酸回路および浸透圧調節研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DCXR ウサギ pAb
備考/別名	XR; DCR; HCR2; P34H; HCRII; KIDCR; PNTSU; SDR20CI; DCXR
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	51181
遺伝子ID	51181
免疫原	ヒトDCXR (NP_057370.1) のアミノ酸1-244に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q7Z4W1
タンパク質分子量	26kDa
輸送	保冷バッグ