


Wb、If/Icc、Elisa用抗Ddah1ウサギポリクローナル抗体 - O94760

商品番号: CM0015862



前書き

DDAH1に対する高品質ウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAアプリケーションでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットのサンプルを用いた一酸化窒素調節およびジメチルアルギニン代謝の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DDAH1 ウサギpAb
別名	DDAH; DDAHI; DDAH-1; HEL-S-16; DDAH1
対象種	ヒト
遺伝子ID	23576
免疫原	ヒトDDAH1 (NP_036269.1) のアミノ酸1〜285番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O94760
タンパク質分子量	31kDa
輸送方法	保冷剤