

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Ddah2ポリクローナル抗体 - O95865

商品番号: CM0025767

前書き

ヒトDDAH2を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証されています。マウスおよびラットと交差反応します。血管生物学、インスリン分泌、ミトコンドリア分裂におけるDDAH2の役割に関する研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DDAH2 ウサギpAb
略号/別名	G6a; DDAH; NG30; DDAHII; HEL-S-277; DDAH2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	23564
遺伝子ID	23564
免疫原	ヒトDDAH2 (NP_039268.1) のアミノ酸1-285に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95865
タンパク質分子量	30kDa
発送方法	保冷剤