

Anti-Ddah2 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - O95865

商品番号: CM0012297

前書き

ウェスタンブロット（WB）およびELISAアプリケーションで検証されたDDAH2ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのDDAH2を検出します。このタンパク質は、VEGF誘導、インスリン分泌、およびミトコンドリアダイナミクスに関与しています。血管および免疫学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DDAH2 Rabbit mAb
備考/別名	G6a; DDAH; NG30; DDAHII; HEL-S-277; DDAH2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	23564
遺伝子ID	23564
免疫原	ヒトDDAH2 (O95865) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95865
タンパク質分子量	30kDa
配送	アイスバッグ