

Anti-Ddb1 ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - Q16531

商品番号: CM0027317



前書き

WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済みのAnti-DDB1ポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのDDB1（127kDa）を検出します。UV-DDBおよびDCX複合体を介したDNA修復およびユビキチン化研究に使用されます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DDB1 Rabbit pAb
備考/エイリアス	XPE; DDBA; XAP1; XPCE; XPE-BF; UV-DDB1; WHIKERS; DDB1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1642
遺伝子ID	1642
免疫原	ヒトDDB1 (NP_001914.3) のアミノ酸741-1140領域内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16531
タンパク質分子量	127kDa
配送	アイスパック