


Wb、Ihc-P、Ip、Elisa用 抗Ddb1 ウサギポリクローナル抗体 - Q16531

商品番号: CM0025059



前書き

DNA損傷修復およびユビキチン化研究用のDDB1ウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IP、ELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットに反応性を示します。UV-DDB複合体およびDCX E3リガーゼの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DDB1 ウサギ pAb
備考/別名	XPE; DDBA; XAP1; XPCE; XPE-BF; UV-DDB1; WHIKERS; DDB1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1642
GeneID	1642
免疫原	ヒトDDB1 (NP_001914.3) のアミノ酸1000-1140に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16531
タンパク質分子量	127kDa
発送	氷袋