

If/Icc、Elisa用抗Ddb2ポリクローナル抗体 - Q92466

商品番号: CM0019031



前書き

ヒトサンプルを用いたIF/ICCおよびELISAでバリデーション済みのDDB2ウサギポリクローナル抗体。DNA損傷結合タンパク質2（UV-DDB2）を標的とし、ヌクレオチド除去修復における重要な因子です。DNA損傷および修復研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DDB2ウサギpAb
別名	XPE; DDBB; UV-DDB2; DDB2
生物種	ヒト
GeneID	1643
免疫原	ヒトDDB2（NP_000098.1）のアミノ酸1～315に相当する組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q92466
タンパク質分子量	48kDa
輸送	保冷バッグ