


Anti-Ddb2 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - Q92466

商品番号: CM0003355



前書き

ヒトDDB2（DNA損傷結合タンパク質2、SWISS: Q92466）に対するこのウサギモノクローナル抗体は、ウェスタンブロットおよびELISAで検証されています。この抗体は、重要なヌクレオチド除去修復因子およびE3リガーアダプターを認識し、ゲノム完全性およびがん研究を支援します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DDB2 Rabbit mAb
備考/別名	XPE; DDBB; UV-DDB2; DDB2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1643
GeneID	1643
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q92466
タンパク質分子量	48kDa
配送	アイスバッグ