

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Ddb2 ウサギポリクローナル抗体 - Q92466

商品番号: CM0024011



前書き

ヒトDDB2（DNA損傷結合タンパク質2）に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットサンプルにおけるDNA修復研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DDB2 Rabbit pAb
備考/別名	XPE; DDBB; UV-DDB2; DDB2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1643
GeneID	1643
免疫原	ヒトDDB2（NP_000098.1）のアミノ酸1-315に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q92466
タンパク質分子量	48kDa
発送	保冷バッグ