

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Ddit3/Chopモノクローナル抗体 - P35638

商品番号: CM0003720

前書き

ヒトDDIT3/CHOP（DNA損傷誘導性転写産物3）を標的とするウサギモノクローナル抗体です。WB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。推定分子量は19kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DDIT3/CHOP ウサギmAb
別名	CHOP; CEBPZ; CHOP10; CHOP-10; GADD153; AltDDIT3; C/EBPzeta; DDIT3/CHOP
種	ヒト
GeneID（ヒト）	1649
GeneID	1649
免疫原	ヒトDDIT3/CHOP（NP_004074.2）のアミノ酸1～100領域内の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P35638
タンパク質分子量	19kDa
発送	保冷剤