

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Ddit3/Chop ウサギモノクローナル抗体 - P35638

商品番号: CM0004576

前書き

ヒトDDIT3/CHOPに対する高品質なウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットを検出。小胞体ストレスおよびアポトーシス研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] DDIT3/CHOP ウサギmAb
備考/別名	CHOP; CEBPZ; CHOP10; CHOP-10; GADD153; AltDDIT3; C/EBPzeta; DDIT3/CHOP
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1649
GeneID	1649
免疫原	合成ペプチド ヒトDDIT3/CHOP (NP_004074.2) のアミノ酸1-100に対応する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P35638
タンパク質分子量	19 kDa
発送	保冷バッグ