

## 抗Ddit3/Chop ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Ip、Elisa用途） - P35638

商品番号: CM0015894

### 前書き

DDIT3/CHOP（CHOP10、GADD153）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのサンプルを対象にWB、IHC-P、IP、ELISAでの性能が検証済みです。小胞体ストレス、アポトーシス、unfolded protein response（小胞体タンパク質応答）経路の研究に最適です。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ     | 値                                                                      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| 製品名       | DDIT3/CHOP Rabbit pAb                                                  |
| 備考/別名     | CHOP; CEBPZ; CHOP10; CHOP-10; GADD153; AltDDIT3; C/EBPzeta; DDIT3/CHOP |
| 種         | ヒト                                                                     |
| 遺伝子ID（ヒト） | 1649                                                                   |
| 遺伝子ID     | 1649                                                                   |
| 免疫原       | ヒトDDIT3/CHOP（NP_004074.2）のアミノ酸1～100番の配列に相当する合成ペプチド                     |
| 起源        | ウサギ                                                                    |
| カテゴリー     | ポリクローナル抗体                                                              |
| 用途        | WB, IHC-P, IP, ELISA                                                   |
| 交差反応性     | マウス、ラット                                                                |
| SWISS     | P35638                                                                 |
| タンパク質分子量  | 19kDa                                                                  |
| 発送        | 保冷剤梱包                                                                  |