


Wb、Ihc-P、Elisa用 Anti-Ddost ポリクローナル抗体 - P39656

商品番号: CM0029500



前書き

WB、IHC-P、ELISAに適したDDOSTウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのDDOSTを検出。タンパク質N-グリコシル化に必須の主要OSTサブユニット。糖鎖生物学研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DDOST ウサギ pAb
備考/別名	OST; WBPI; AGER1; CDGIR; GATD6; OST48; OKSWcl45; DDOST
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1650
免疫原	ヒト DDOST (NP_005207.2) のアミノ酸40-300に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P39656
タンパク質分子量	51kDa
発送	保冷バッグ