

抗Ddr1/Mck10/Cd167A ウサギモノクローナル抗体（Wb・Elisa用） - Q08345

商品番号: CM0006780



前書き

ヒトDDR1/MCK10/CD167aに対するウサギモノクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しており、マウスおよびラットと交差反応します。コラーゲン受容体シグナル伝達、細胞遊走、腫瘍浸潤経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DDR1/MCK10/CD167a ウサギmAb
備考／別名	CAK; DDR; NEP; HGK2; PTK3; RTK6; TRKE; CD167; EDDR1; MCK10; NTRK4; PTK3A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	780
GeneID	780
免疫原	ヒトDDR1/MCK10/CD167a (NP_054699.2) のアミノ酸21～416番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q08345
タンパク質分子量	101kDa
発送方法	氷袋梱包