


WbおよびElisa用 抗Ddr2 ウサギモノクローナル抗体 - Q16832

商品番号: CM0005378



前書き

ウエスタンブロットおよびELISAアプリケーションで
検証済みの高品質なウサギモノクローナル抗DDR2抗
体。組織リモデリングと骨発達に関与するコラーゲン
受容体型チロシンキナーゼである、ヒト、マウス、ラ
ットのDDR2を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DDR2 ウサギ mAb
備考/別名	TKT; WRCN; MIG20a; NTRKR3; TYRO10; DDR2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4921
GeneID	4921
免疫原	ヒトDDR2 (Q16832) のアミノ酸756-855に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16832
タンパク質分子量	97kDa
発送	保冷バッグ