


Wb・Elisa用抗Ddr2ウサギポリクローナル抗体 - Q16832

商品番号: CM0012945



前書き

ヒトDDR2に対するウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みです。ヒト、マウス、ラットと反応します。標的はコラーゲンシグナル伝達および組織リモデリングに関与し、腫瘍学および骨発生研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	DDR2 ウサギ pAb
備考・別名	TKT; WRCN; MIG20a; NTRKR3; TYRO10; DDR2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4921
遺伝子ID	4921
免疫原	ヒトDDR2 (NP_001014796.1) のアミノ酸290～400番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16832
タンパク質分子量	97kDa
輸送条件	保冷剤