


ウエスタンブロット、Elisa用 抗Ddt ウサギポリクローナル抗体 - P30046

商品番号: CM0027223



前書き

ヒトD-

ドーパクロムデカルボキシラーゼ（DDT）に対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロッティングおよびELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットとの交差反応性があります。メラニン生合成研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DDT ウサギ pAb
備考/別名	D-DT; DDCT; MIF2; MIF-2; DDT
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1652
GeneID	1652
免疫原	組換えタンパク質 ヒトDDT (NP_001346.1) のアミノ酸1-118に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P30046
タンパク質分子量	13kDa
発送	保冷バッグ