

Anti-Ddx1 ポリクローナル抗体 - Q92499

商品番号: CM0027325



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、IP、ELISA用ウサギポリクローナルDDX1抗体。ヒト、マウス、ラットで検証済み。転写、RNAプロセッシング、および抗ウイルス防御に関与するATP依存性RNAヘリケースDDX1を検出 - Q92499。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DDX1 Rabbit pAb
備考/エイリアス	DBP-RB; UKVH5d; DDX1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1653
GeneID	1653
免疫原	ヒトDDX1 (NP_004930.1) のアミノ酸441-740に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q92499
タンパク質分子量	82kDa
配送	氷袋