

## Wb、Elisa用 抗Ddx11 ウサギポリクローナル抗体 - Q96Fc9

商品番号: CM0029861

### 前書き

ヒトATP依存性DNAヘリカーゼDDX11を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAで検証済み。DNA複製、修復、クロマチン生物学研究に適しています。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| 製品名         | DDX11 ウサギ pAb                                         |
| 備考/別名       | CHL1; KRG2; WABS; CHLR1; DDX11                        |
| 種           | ヒト                                                    |
| GeneID (ヒト) | 1663                                                  |
| GeneID      | 1663                                                  |
| 免疫原         | ヒトDDX11 (NP_689651.1) のアミノ酸1-220に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| 由来          | ウサギ                                                   |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                             |
| 適用          | WB, ELISA                                             |
| 交差反応性       | ヒト                                                    |
| SWISS       | Q96FC9                                                |
| タンパク質分子量    | 108kDa                                                |
| 輸送          | 氷袋                                                    |