

抗Ddx17モノクローナル抗体 (Wb, Ihc-P, Elisa用) - Q92841

商品番号: CM0011944



前書き

WB、IHC-

P、ELISAで検証済みのDDX17ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットとの交差反応性を有します。プレmRNAスプライシングおよび転写調節に関与するRNAヘリカーゼDDX17（Q92841）を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DDX17 ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	P72; RH70; DDX17
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10521
GeneID	10521
免疫原	ヒトDDX17（Q92841）のアミノ酸100-200に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	Q92841
タンパク質重量	80kDa
配送	アイスバッグ