


Wb、If/Icc、Elisa用 抗Ddx20 ポリクローナル抗体 - Q9Uhi6

商品番号: CM0029492



前書き

ヒトDDX20（Gemin3）に対するウサギポリクローナル抗体。DEAD-box

RNAヘリカーゼであり、snRNPアセンブリに関与。

WB、IF/ICC、ELISAに適し、マウスおよびラットと交差反応性あり。スプライシング研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DDX20 ウサギ pAb
備考/別名	DP103; GEMIN3; DDX20
種	ヒト
GeneID (ヒト)	11218
GeneID	11218
免疫原	ヒトDDX20（NP_009135.4）のアミノ酸25-280に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UHI6
タンパク質分子量	92kDa
配送	保冷バッグ