


Anti-Ddx21 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - Q9Nr30

商品番号: CM0016286



前書き

ヒトDDX21（核小体RNAヘリカーゼ2）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。87 kDaのタンパク質を検出。ヒトおよびマウスと交差反応します。rRNAプロセッシング、転写制御、および抗ウイルス自然免疫の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DDX21 Rabbit pAb
備考/別名	RH; GUA; GURDB; II/Gu; RH II/Gu; RH-II/GU; gu-alpha; RH-II/GuA; DDX21
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9188
遺伝子ID	9188
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9NR30
タンパク質分子量	87kDa
配送	氷袋