

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Ddx24 ウサギポリクローナル抗体 - Q9Gzr7

商品番号: CM0018543

前書き

ヒトDDX24（DEAD box protein 24）に対するウサギポリクローナル抗体。前駆体mRNAスプライシングと自然免疫に関与するATP依存性RNAヘリカーゼ。ヒト、マウス、ラットでのWB、IF/ICC、ELISAで検証済み。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DDX24 ウサギ pAb
備考/別名	DDX24
種	ヒト
GeneID (ヒト)	57062
GeneID	57062
免疫原	ヒトDDX24 (NP_065147.1) のアミノ酸510-859に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9GZR7
タンパク質分子量	96kDa
輸送	保冷バッグ