


Anti-Ddx3 Rabbit Polymab® Antibody For Wb, If/Icc, Ip, Elisa - 000571

商品番号: CM0006865



前書き

ヒト、マウス、ラットのWB、IF/ICC、IP、ELISAで検証された、DDX3（ATP依存性RNAヘリケースDDX3X）に対する高品質なウサギモノクローナル抗体。転写、翻訳、および自然免疫研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DDX3 Rabbit PolymAb®
備考/別名	DBX; DDX3; HLP2; DDX14; CAP-Rf; MRX102; MRXSSB
種	ヒト
GeneID	1654
免疫原	ヒトDDX3（NP_001347.3）のアミノ酸100-200以内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	000571
タンパク質分子量	73kDa
配送	アイスバッグ