

## Wb、If/Icc、Elisa用抗Ddx31ポリクローナル抗体 - Q9H8H2

商品番号: CM0024360

### 前書き

### DDX31

ウサギpAbは、WB、IF/ICC、ELISAに対応するポリクローナル抗体で、ヒト、マウス、ラットと反応します。リボソーム生合成とp53の制御に必要なDEADボックスヘリカーゼDDX31を標的とします。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------|
| 製品名        | DDX31 ウサギpAb                                           |
| 別名         | PPP1R25; DDX31                                         |
| 種          | ヒト                                                     |
| 遺伝子ID (ヒト) | 64794                                                  |
| 遺伝子ID      | 64794                                                  |
| 免疫原        | ヒトDDX31 (NP_073616.6) のアミノ酸652～851に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源         | ウサギ                                                    |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                              |
| 用途         | WB、IF/ICC、ELISA                                        |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                             |
| SWISS      | Q9H8H2                                                 |
| タンパク質分子量   | 94kDa                                                  |
| 配送方法       | 保冷剤                                                    |