


抗Ddx39A ウサギポリクローナル抗体 - O00148

商品番号: CM0030473



前書き

ヒトDDX39A (BAT1/URH49) を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みであり、マウスおよびラットと交差反応性を示します。mRNA輸出、スプライシング、抗ウイルス機構の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DDX39A Rabbit pAb
備考/別名	BAT1; DDXL; BAT1L; DDX39; URH49; DDX39A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10212
免疫原	合成ペプチド - ヒトDDX39A (NP_005795.2) のアミノ酸1~100番目の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O00148
タンパク質分子量	49kDa
配送方法	氷袋