


Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa用Anti-Ddx3Xポポリクローナル抗体 - O00571

商品番号: CM0024798



前書き

ヒトDDX3X (O00571)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISAで検証済み。マウス、ラットと交差反応します。転写、翻訳、および自然免疫に関与するATP依存性RNAヘリカーゼです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DDX3X Rabbit pAb
備考/別名	DBX; DDX3; HLP2; DDX14; CAP-Rf; MRX102; MRXSSB; DDX3X
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1654
GeneID	1654
免疫原	ヒトDDX3X (NP_001347.3) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O00571
タンパク質分子量	73kDa
配送	アイスバッグ