


Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa用抗Ddx3X/Ddx3Yウサギモノクローナル抗体 - O00571/O15523

商品番号: CM0007009



前書き

DDX3X/DDX3Yに対する高品質なウサギモノクローナル抗体で、ウェスタンブロット、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISAでの使用が確認されています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。RNAヘリカーゼ機能、ウイルス感染、自然免疫シグナル伝達経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DDX3X/DDX3YウサギmAb
別名／エイリアス	DBX; DDX3; HLP2; DDX14; CAP-Rf; MRX102; MRXS5B; DBY; DDX3X/DDX3Y
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1654/8653
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O00571/O15523
タンパク質分子量	73 kDa/71 kDa/32 kDa
発送	保冷バッグ