

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Ddx3Yポリクローナル抗体 - O15523

商品番号: CM0017072

前書き

WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済みの高親和性抗DDX3Yポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのDDX3Yタンパク質を検出します。ATP依存性RNAヘリカーゼ機能および免疫応答経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DDX3YウサギpAb
備考/別名	DBY; DDX3Y
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8653
GeneID	8653
免疫原	組換えタンパク質；ヒトDDX3Y (NP_001116137.1) のアミノ酸1～210に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O15523
タンパク質分子量	73kDa
輸送	保冷剤