

Anti-Ddx3Y ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - O15523

商品番号: CM0016877

前書き

ヒトDDX3Yを標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒトおよびラットと反応します。免疫応答および精子形成におけるRNAヘリカーゼ機能の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DDX3Y Rabbit pAb
備考/別名	DBY; DDX3Y
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8653
免疫原	ヒトDDX3Y (NP_001116137.1) のアミノ酸1-210に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, ラット
SWISS	O15523
タンパク質分子量	73kDa
配送	氷袋