

Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用抗Ddx4ウサギポリクローナル抗体 - Q9Nqi0

商品番号: CM0014562

前書き

生殖細胞特異的なATP依存性RNAヘリカーゼであるDDX4（VASA）に対するウサギポリクローナル抗体です。精子形成研究におけるウェスタンブロット、免疫蛍光、IHC、ELISAアプリケーション用に、ヒト、マウス、ラットのDDX4を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DDX4ウサギpAb
備考／別名	VASA ; DDX4
種	ヒト
遺伝子ID	54514
免疫原	ヒトDDX4（NP_077726.1）のアミノ酸635～724に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q9NQI0
タンパク質重量	79kDa
輸送	保冷バッグ