

Wb用 抗Ddx4 (Vasa) ウサギモノクローナル抗体 - Q9Nqi0

商品番号: CM0004162

前書き

WB、IP、IF-P、IHC-P、ELISA用に検証済みの高品質な抗DDX4 (VASA) ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットに交差反応性を示します。生殖細胞発達および精子形成研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DDX4 ウサギ mAb
備考 / 別名	VASA
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	54514
遺伝子ID	54514
免疫原	組換えタンパク質 ヒトDDX4 (NP_077726.1) のアミノ酸635-724に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IP、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NQI0
タンパク質分子量	79kDa
発送	保冷バッグ