

WbおよびElisa用Anti-Ddx43ウサギポリクローナル抗体 - Q9Nxz2

商品番号: CM0020724

前書き

DDX43 (CT13/HAGE) に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAでの検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプルに適しています。がん／精巢抗原として発現する73kDaのATP依存性RNAヘリカーゼを検出します。腫瘍学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DDX43ウサギpAb
備考／別名	CT13; HAGE; DDX43
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55510
GeneID	55510
免疫原	ヒトDDX43 (NP_061135.2) のアミノ酸429～648に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q9NXZ2
タンパク質分子量	73kDa
輸送	保冷剤