


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Ddx46ポリクローナル抗体 - Q7L014

商品番号: CM0025114



前書き

スプライソソームRNAヘリカーゼであるヒトDDX46（PRP5/PRPF5）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに反応。スプライソソーム形成および前駆体mRNAスプライシング研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DDX46 ウサギ pAb
備考/別名	Prp5; PRPF5; DDX46
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9879
GeneID	9879
免疫原	組換えタンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q7L014
タンパク質分子量	117kDa
輸送	保冷バッグ