


Wb、Elisa用抗Ddx47ポリクローナル抗体 - Q9H0S4

商品番号: CM0015298



前書き

WBおよびELISAに使用できる信頼性の高い研究グレードのDDX47ウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。リボソーム生合成およびアポトーシス経路を標的とします。IVDアッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DDX47ウサギpAb
備考／別名	RRP3; E4-DBP; HQ0256; MSTP162; DDX47
種	ヒト
GeneID (ヒト)	51202
GeneID	51202
免疫原	ヒトDDX47 (NP_057439.2) のアミノ酸186～455に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H0S4
タンパク質分子量	51 kDa
配送	保冷バッグ