


Anti-Ddx5 (P68) ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - P17844

商品番号: CM0014109



前書き

ヒトDDX5 (p68)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、IHC-

P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。RNAヘリカーゼおよび転写制御の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DDX5 Rabbit pAb
備考/別名	p68, HLR1, G17P1, HUMMP68, DDX5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1655
GeneID	1655
免疫原	ヒトDDX5 (NP_004387.1) のアミノ酸1-614に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P17844
タンパク質分子量	69kDa
配送	アيسバック