


抗Ddx5ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa用途） - P17844

商品番号: CM0002099



前書き

DDX5（p68ヘリカーゼ）を標的とする高特異性ウサギモノクローナル抗体です。WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISAでの使用が検証済みで、ヒト、マウス、ラットと交差反応性を示します。IVDアッセイ開発、転写制御、スプライシング研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DDX5 ウサギmAb
別名	p68; HLR1; G17P1; HUMP68; DDX5
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	1655
遺伝子ID	1655
免疫原	合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P17844
タンパク質分子量	69kDa
輸送方法	氷袋