

抗Ddx56ポリクローナル抗体（Wb、Elisa対応） - Q9Ny93

商品番号: CM0025664

前書き

ヒトDDX56に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの性能が確認済みです。リボソーム生合成、自然免疫、ウイルス感染の研究に適しており、ヒトおよびラットと反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DDX56 ウサギ pAb
備考/別名	DDX21; DDX26; NOH61; DDX56
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	54606
GeneID	54606
免疫原	ヒトDDX56 (NP_061955.1) のアミノ酸318～547番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q9NY93
タンパク質分子量	62kDa
輸送方法	氷袋梱包